

Status Profissional: (X) Graduação () Pós-graduação () Profissional

Reabilitação estético-funcional com prótese total imediata dupla – relato de caso

Soares, F. P.¹; Rodrigues, G. C.¹; Eleutério, R. G.¹; Buchaim, D. V.^{1,2}; Buchaim, R. L.^{1,3}; Pereira, E. S. B. M.¹

¹ Faculdade de Odontologia, Universidade de Marília (UNIMAR).

² Faculdade de Medicina, Centro Universitário de Adamantina (UNIFAI).

³ Faculdade de Odontologia de Bauru, Universidade de São Paulo (FOB-USP).

Reabilitação oral com próteses totais mucossuportadas ainda é bastante utilizada, apesar do número de extrações dentárias estar diminuindo com o passar dos anos. O uso de dentaduras imediatas garante a recuperação do sistema estomatognático sem alterar o convívio social do paciente. As próteses totais imediatas são aparelhos reabilitadores construídos previamente à extração dos dentes remanescentes, com o objetivo de restabelecer a função e estética imediatamente após a exodontia desses elementos dentários. Também podem ser utilizadas como próteses temporárias em pacientes submetidos à cirurgia para instalação de implantes, antes da confecção das próteses definitivas, seja ela overdenture ou protocolo. Este trabalho mostra um caso clínico de uma paciente, gênero feminino, de 48 anos de idade que procurou por tratamento odontológico visando melhorar a sua aparência estética e a função mastigatória. A paciente apresentava alguns dentes remanescentes nos arcos maxilar e mandibular, que já estavam comprometidos e não poderiam ser mantidos no arco dental para o planejamento de uma reabilitação oral. Foi realizado um tratamento com prótese total imediata dupla, obedecendo-se os princípios básicos necessários na confecção de próteses totais convencionais. Vale salientar ainda que, o procedimento cirúrgico de exodontia dos dentes remanescentes, juntamente com a instalação das próteses totais na mesma sessão clínica, permitiu que a paciente não permanecesse um período edêntula, proporcionando assim, melhores condições estéticas e funcionais.