

Correção estética de diastemas generalizados após finalização ortodôntica com resina de composta: relato de caso

Vazquez I. C.¹; Ferrairo, B.M.²; Campos V. S.¹.

¹Faculdade de Odontologia, Universidade Estadual do Norte Paraná.

²Departamento de Prótese e Periodontia, Faculdade de Odontologia de Bauru, Universidade de São Paulo.

Paciente do sexo masculino, 23 anos, procurou a clínica da Faculdade de Odontologia da Universidade Estadual do Norte Paraná com queixa estética no sorriso advinda de diastemas generalizados após finalização de tratamento ortodôntico. Ao exame clínico foi observado que o paciente apresentava má-oclusão classe II e diastemas generalizados. Foi sugerido clareamento dentário e restaurações estéticas nos dentes 13 a 23 e 33 a 43. O paciente foi moldado para confecção de moldeiras individuais para clareamento e enceramento diagnóstico. Foi prescrito uso de gel clareador caseiro (Whiteness Perfect 22%, FGM) por 1 hora, intercalando os dias de uso, além de uma sessão de clareamento em consultório (Whiteness HP Blue 35%, FGM) e o substrato dentário apresentou alteração da cor A2,5 para A1. Para execução do caso, optou-se pela utilização de resina composta objetivando o tratamento aditivo, minimamente invasivo e com custo reduzido, uma vez que se tratava de um paciente jovem e sem hábitos que proporcionassem o manchamento precoce das restaurações. As restaurações foram executadas em cinco sessões. Sob isolamento absoluto, o esmalte dentário foi condicionado por 30 segundos com ácido fosfórico (Condac 37%, FGM), recebeu dupla camada de adesivo (Adesivo Ambar, FGM) e a resina escolhida foi Opallis (FGM) nas cores DA1 e E-Bleach. Na primeira sessão foram restaurados os dentes 12, 11, 21 e 22; na segunda sessão foram restaurados os dentes 13 e 23; na terceira sessão foi realizado reparo na região incisal do dente 12, além do acabamento e polimento na arcada superior; durante a quarta sessão restaurou-se os dentes 32, 31, 41 e 42; e na quinta sessão foram restaurados os dentes 33 e 43, as guias anterior e de caninos foram restabelecidas e a arcada inferior recebeu acabamento e polimento. A reabilitação estética em resina composta conseguiu atender ao anseio estético do paciente, devolvendo a harmonia no tamanho e cor dentária de forma minimamente invasiva e com custo reduzido.