

Reabilitação oral com protocolos sobre implantes em paciente com doença periodontal

Hugo Bertoní Braga¹ (0009-0009-0441-8950); Elizandra Paccola Moretto Almeida² (0000-0003-4890-2591)

¹ Graduando do curso de Odontologia, Faculdade de Odontologia de Bauru, Universidade de São Paulo, Bauru, São Paulo, Brasil

² Doutoranda do Departamento de Ciências Biológicas, Faculdade de Odontologia de Bauru, Universidade de São Paulo, Bauru, São Paulo, Brasil

A reabilitação oral (RO) ocorre por meio de um conjunto de especialidades odontológicas para restaurar o aspecto funcional e estético do sorriso. Este trabalho relata um caso clínico de um paciente do sexo masculino, 48 anos, que possuía doença periodontal avançada, com mobilidade dentária grau 3. O planejamento foi extração de todos os dentes e instalação de próteses protocolo sobre implantes, com carga imediata. Nas primeiras sessões foram realizados a adequação do meio bucal, com raspagem boca toda, moldagem anatômica superior e inferior com alginato e foi medida a DVO do paciente para a confecção da PTI superior e guia multifuncional inferior. Na primeira cirurgia foi realizada a extração de todos os dentes superiores, instalação da PTI superior. No mês seguinte, foram extraídos os dentes inferiores, instalados 4 implantes cone morse na região de 32, 34, 42 e 44 (com torque acima de 45N) instalados os mini pilares cônicos CM (com torque de 32N) e realizado enxerto ósseo com Nanosynt 500 nos alvéolos dos dentes extraídos e *gaps* dos implantes. Então, os implantes foram moldados com transferentes dos mini pilares unidos ao guia multifuncional e silicona de adição, após ter registrado a mordida contra a PTI. No dia seguinte, o protético fundiu a barra e montou os dentes, para provar dentes do protocolo inferior. No terceiro dia a prótese protocolo foi acrilizada e entregue ao paciente. Após 2 meses, a PT superior foi moldada para confecção do guia cirúrgico e realizados 4 implantes na região de 11, 13, 21 e 24, instalados mini pilar cônico CM e moldagem para protocolo carga imediata, da mesma forma que foi realizado no inferior, e a prótese foi entregue após 3 dias da cirurgia, devolvendo função e estética ao paciente. Pode-se concluir que as próteses protocolo com carga imediata, desde que se tomem os devidos cuidados, se mostram uma alternativa muito favorável para reabilitação oral de pacientes periodontais.