

Técnica indexada estratificada: uma alternativa para facetas diretas em resina composta

Arnaldo José Capellan Lopez¹ (0000-0001-6705-2401), Letícia Vedramento Forcin¹ (0000-0001-6453-1343), Juliana Soares Fraga Bombonatti¹ (0000-0002-4046-8375), Rafael Francisco Lia Mondelli¹ (0000-0002-5334-6836)

¹ Departamento de Dentística, Endodontia e Materiais Odontológicos, Faculdade de Odontologia de Bauru, Universidade de São Paulo, Bauru, São Paulo, Brasil

A faceta em resina composta é um procedimento minimamente invasivo onde podemos obter melhor estética sem necessidade de desgaste dentário. Para resultados naturais e estéticos é necessário conhecer as resinas compostas e anatomia dentária para alcançar uma estratificação correta com menor nível de dificuldade. No ano de 2015 foi desenvolvida a técnica de confecção de facetas em resina composta indexada a qual necessita silicone de adição transparente que permita a passagem da luz do aparelho fotopolimerizador. Além disso, para esta técnica é necessário um modelo com o enceramento de diagnóstico de forma digital ou analógica. Paciente jovem de 37 anos, sexo feminino, procurou atendimento odontológico insatisfeita com as restaurações e anatomia dos seus dentes após finalização do tratamento ortodôntico. Para melhor reprodução dos detalhes anatômicos proposto pelo enceramento digital, envolvendo os dentes 13 a 23, optou-se por realizar a técnica indexada. Foi feita a remoção das restaurações antigas nos dentes 11 e 21. Para pré-visualização do resultado final, foi realizado o mock up com resina bisacrílica (Primma Art - FGM), seguida da confecção da matriz transparente (Silic One, Clear Body - FGM) e da matriz palatina (SilicOne, Putty - FGM) para reprodução da concha palatina com resina composta translúcida (Vittra, Trans Opl - FGM) e confecção dos mamelos com resina para dentina (Vittra, A1D - FGM). Como camada final de esmalte vestibular foi utilizada a matriz transparente e resina para esmalte pré-aquecida para diminuir a viscosidade e melhorar a adaptação desta na matriz (Estelite Omega A1E - Tokuyama). Ao final foram removidos os excessos e realizada a sequência de acabamento e polimento. Pode-se concluir que esta técnica é uma alternativa interessante para reabilitação estética em resina composta no setor anterior garantindo uma correta anatomia.